

Produkt**Ring-Pessar (dick)****Thema/
Produktbeschreibung**

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch Geburten sehr schwere Kinder oder Mehrlingsgeburten. Die Gebärmutter und die anderen Organe des kleinen Beckens werden nicht mehr in der richtigen Position gehalten.



Die Senkung der Gebärmutter geht zusätzlich häufig mit einer Harninkontinenz einher. Mit konservativen (nicht operativen) Behandlungsmethoden können bei leichtgradiger Senkung bzw. bei einer geringen Inkontinenz gute Behandlungserfolge erzielt werden. Seit Jahrzehnten haben sich Ring Pessare in der Behandlung des Deszensus uteri oder des Prolaps vaginae sowie der damit verbundenen Harninkontinenz bewährt.

Durch den größeren Querschnitt des Ringteils vergrößert sich die Auflagefläche und die Gefahr von Drucknekrosen wird verringert. Ring Pessare sind in verschiedenen Standardgrößen verfügbar, sodass für jede Patientin ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährt wird.

Das medesign Ring-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 und 80 mm.

Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

Produktdaten

| Artikelbezeichnung | Größe | Artikelnummer | EAN Code |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Ring-Pessar (dick) | 50 mm | MED1000817 | 4250201201300 |
| Ring-Pessar (dick) | 55 mm | MED1000818 | 4250201201317 |
| Ring-Pessar (dick) | 60 mm | MED1000819 | 4250201201324 |
| Ring-Pessar (dick) | 65 mm | MED1000820 | 4250201201331 |
| Ring-Pessar (dick) | 70 mm | MED1000821 | 4250201201348 |
| Ring-Pessar (dick) | 75 mm | MED1000822 | 4250201201355 |
| Ring-Pessar (dick) | 80 mm | MED1000823 | 4250201201362 |
| Ring-Pessar (dick) | 85 mm | MED1000824 | 4250201201379 |
| Ring-Pessar (dick) | 90 mm | MED1000825 | 4250201201386 |
| Ring-Pessar (dick) | 95 mm | MED1000826 | 4250201201393 |
| Ring-Pessar (dick) | 100 mm | MED1000827 | 4250201201409 |
| Anpassset (MP Kl.I) | 65, 70, 75 und 80 mm | MED1001834 | 4250201209313 |

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &
Sales\Produktbeschreibungen_freigegeben\ringpessar_dick.doc

Stand 20.11.2013
Freigegeben am: